

Date d'édition : 04.12.2024

Ref : P1.4.5.2

**P1.4.5.2 Moment d'inertie et forme du corps**



Durant l'expérience P1.4.5.2, on compare entre eux les moments d'inertie du cylindre creux, du cylindre plein et de la sphère pleine.

On dispose pour cela de deux cylindres pleins de même masse mais de rayons différents, puis d'un cylindre creux ayant même masse et même rayon qu'un des cylindres pleins et enfin d'une sphère pleine ayant le même moment d'inertie qu'un des cylindres pleins.

Équipement comprenant :

- 1 347 801 Axe de torsion
- 1 347 81 Cylindres pour l'axe de torsion, jeu
- 1 347 82 Sphère pour l'axe de torsion
- 1 300 02 Pied en V, petit
- 1 313 27 Chronomètre manuel, 60s/0,2s

### Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Expériences pour le supérieur > Mécanique > Mouvements de rotation du corps solide > Moment d'inertie

### Options



Date d'édition : 04.12.2024

**Ref : 30002**

**Pied en V, 20cm**



Pour des montages très stables même en cas de charge unilatérale.  
Perçage à rainure longitudinale et vis à garret dans la barre transversale et au sommet.  
Perçages filetés à l'extrémité des branches pour vis calantes servant à l'ajustage.  
Fourni avec une paire de vis calantes et un embout en forme de rivet pour le perçage au sommet.

Caractéristiques techniques :

En forme de V

Ouverture pour les tiges et les tubes : 8 ... 14 mm

Longueur des côtés : 20 cm

Gamme d'ajustage par vis de calage : 17 mm

Masse : env. 1,3 kg

**Ref : 31327**

**Chronomètre portatif manuel avec boîte de protection**

Graduation: 60 s, précision lecture 0.2s; 30 min, diamètre 5 cm



Caractéristiques techniques:

Gamme de mesure du cadran : 30 min

Précision de lecture : 0,2 s

Graduation du cadran : 60 s/30 min

Diamètre : 5 cm



Date d'édition : 04.12.2024

**Ref : 347801**

**Axe de torsion**



Pour l'étude des oscillations de torsion et la détermination des moments d'inertie de différents corps d'essai à partir de la période d'oscillation.  
Comprend un arbre monté sur roulement à billes, un ressort spiral et un corps d'essai en forme d'haltère avec masses mobiles.  
Livré avec tige support.

Caractéristiques techniques :

Couple de torsion du ressort spiral : env. 0,05 Nm/rad

Longueur de la tige du corps d'essai : 60 cm

Masses mobiles : 0,24 kg, l'une

Période d'oscillation : 0,5 s à 5 s (suivant la position des masses)

Hauteur de l'axe de torsion : 20 cm

**Ref : 34781**

**Jeu de cylindres pour 347801 axe de torsion**



Pour déterminer expérimentalement les moments d'inertie.  
Les cylindres ont quasiment tous la même masse mais elle n'est pas répartie de la même façon.

Caractéristiques techniques :

Cylindre en bois et cylindre en métal

Diamètre : 9 cm, l'un

Hauteur : 9 cm, l'un

Masse : env. 0,35 kg, l'un

Disque en bois :

Diamètre : 22,5 cm

Hauteur : 1,5 cm

Masse : env. 0,35 kg

Matériel livré :

1 cylindre en bois plein

1 cylindre métallique creux

1 socle pour fixer les cylindres sur l'axe de torsion

1 disque en bois avec douille pour l'enfichage sur l'axe de torsion

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)

[leybold-didactique.fr](http://leybold-didactique.fr)



Date d'édition : 04.12.2024

**Ref : 34782**

**Sphère pour 347801 axe de torsion**



Pour déterminer expérimentalement le moment d'inertie. Avec douille pour l'enfichage sur l'axe de torsion.

Caractéristiques techniques :

Matériau : bois

Diamètre : 14,5 cm

Masse : env. 0,96 kg